

Liste de contrôle rapide du matériel et des équipements du PRN

RÉCHAUFFER

- ☐ Table chauffante préchauffée
- ☐ Serviettes ou couvertures chaudes
- ☐ Chapeau

Nouveau-nés de <32 semaines de gestation :

- ☐ Sac ou couverture en plastique
- ☐ Matelas thermique

OXYGÉNER

- ☐ Mélangeur d'oxygène réglé à la concentration initiale en fonction de l'âge gestationnel
- ☐ Saturomètre
- ☐ Tableau des cibles de saturation en oxygène
- ☐ Matériel permettant d'administrer de l'oxygène d'appoint à débit libre

DÉGAGER LES VOIES AÉRIENNES

- ☐ Poire d'aspiration
- ☐ Cathéter d'aspiration 10F ou 12F fixé à la paroi
- ☐ Aspiration de la paroi réglée entre 80 et 100 mmHg lorsque la tubulure est obstruée
- ☐ Aspirateur trachéal

INTUBER

- ☐ Poignée de laryngoscope
- ☐ Lames de tailles 00, 0 et 1
- ☐ Sondes trachéales (tailles 2,5, 3,0 et 3,5)
- ☐ Stylet
- ☐ Détecteur de CO₂
- ☐ Dispositif de fixation

SURVEILLER

- ☐ Stéthoscope
- ☐ Saturomètre
- ☐ Électrodes d'ECG

MÉDICAMENTER

- ☐ Épinéphrine (0,1 mg/ml = 1 mg/10 ml)
- ☐ Solution saline normale
- ☐ Seringues de 1, 3 et 5 ml
- ☐ Trousse pour le cathéter veineux ombilical
- ☐ Tableau des doses de médicaments

VENTILER

- ☐ Débitmètre réglé sur 10 l/min
- ☐ Dispositifs de ventilation
- ☐ Masques pour nouveau-nés à terme et prématurés
- ☐ Sondes orogastriques
- ☐ Masques laryngés et seringue de 5 ml si nécessaire

AUTRE MATÉRIEL

- ☐ Ruban adhésif
- ☐ Ciseaux
- ☐ Piles
- ☐ Mètre ruban ou tableau de profondeur d'insertion de la sonde trachéale